FICHE TECHNIQUE



Aspire salive



MATIERE	 Tube en PVC transparent ou coloré Fil d'acier revêtu de cuivre Bouchon amovible
INFO PRODUIT	 Utilisations standards: extraire la salive des patients Taille unique de 14.5 cm Facilement modulable Mémoire de forme (garde la forme désirée après utilisation) Sans phtalates Décontaminé Non stérile Durée de vie: 8 ans à partir de la date de fabrication Dispositif médical de classe IIa à usage unique Tolérance générale: +/- 10 %
EMBALLAGE	 Produit emballé en sachet polyéthylène qui protège de la poussière et de l'humidité Poids du carton : +/- 20 kg Dimensions carton 38 x 38 x 33 cm A conserver dans un endroit propre et sec, à l'abri de la chaleur

CONDITIONNEMENTS STANDARDS

Référence	Couleurs	Pcs/sachet	Sachets/Carton	Cartons/Palette
SET100	Transparent	100	50	42
SEB100	Bleu	100	50	42
SEF100	Fuchia	100	50	42