FICHE TECHNIQUE



Bavoirs



MATIERE	 1 couche d'ouate de cellulose (25-28gr/m²) 1 couche de polyéthylène (10-12mμ) Thermo soudage et micro-gaufrage pour une meilleure absorption des liquides Sans solvant
INFOS PRODUIT	 Utilisations standards: protection du patient Polyéthylène imperméable Papier absorbant (hygiénique) Prédécoupé Présentation en rouleaux sous film thermo rétractable Doux et confortable Attaches prédécoupées pour nouer facilement autour du cou Durée de vie: 10 ans à partir de la date de fabrication Dispositif médical de classe I à usage unique Tolérance générale: +/- 10 %
EMBALLAGE	 Produit emballé et protégé de la poussière et de l'humidité Différentes couleurs sur demande et en fonction de la quantité Dimensions carton export : 38 x 36 x 28 cm A conserver dans un endroit propre et sec, à l'abri de la lumière

CONDITIONNEMENTS STANDARDS

Reference	Description	Couleur	Pièces/Rouleau	Rouleaux/Carton	Cartons/Palette
B60W	Bavoirs 53 x 60 cm	Blanc	80	9	48
B60B	Bavoirs 53 x 60 cm	Bleu	80	9	48