

FICHE TECHNIQUE



Compresse en non- tissé



MATIERE

- Mélange : 70% viscose - 30% polyester - 4 plis
- Absence de latex, absence de produits d'origine animale
- Conforme à la Pharmacopée Européenne
- Conforme à la norme Européenne REACH

INFOS PRODUIT

- Compresse non stériles
- Utilisées pour couvrir ou nettoyer une plaie comportant des fils ou des agrafes
- Souples et résistantes, n'accrochent pas
- Douces au toucher
- Mode de stérilisation compatible : Vapeur – Oxyde d'éthylène – Rayonnement
- Durée de vie : 8 ans à partir de la date de fabrication
- Dispositif médical de classe I à usage unique
- Tolérance générale : +/- 10 %

EMBALLAGE

- Produit emballé dans des paquets papier pour protéger de la poussière
- Uniquement à la marque ALAN
- Dimensions carton export : 27x26x26 cm
- A conserver dans un endroit propre et sec, à l'abri de la lumière

CONDITIONNEMENTS STANDARDS

Reference	Poids/Paquet	Dimensions pliées	Dimensions dépliées	Pièces/Paquet	Paquets/Carton	Cartons/Palette
C100X	40 gr	5 x 5 cm	10 x 10 cm	100	50	72

ALAN & CO

Avenue André Ernst 17 – 4800 Verviers – Belgium
Tel : +32 87 31 10 59 – Fax : +32 87 31 61 69

Nous sommes certifiés ISO 13485 et dispositifs homologués CE

Version 2021/02