FICHE TECHNIQUE



Rouleaux Orthodent



MATIERE	 100 % coton blanchi hydrophile Blanchi au H2O2 (sans chlore, ni agent fluorescent) Conforme à la Pharmacopée Européenne Conforme à la norme européenne REACH Analyses de la biocontamination sur demande
INFOS PRODUIT	 Grand pouvoir d'absorption, réduit le flux de salive Assez souple et long pour prendre la forme de la paroi gingivale Doux pour les muqueuses Stérilisable à l'Oxyde d'Ethylène Durée de vie : 5 ans à partir de la date de fabrication Dispositif médical de classe I à usage unique Tolérance générale : +/- 10 %
EMBALLAGE	 Produit emballé en sachet polyéthylène qui protège de la poussière et de l'humidité Autre conditionnement et emballage personnalisé sur demande Dimensions cartons export : 60x40x25 cm A conserver dans un endroit propre et sec, à l'abri de la lumière

CONDITIONNEMENTS STANDARDS

Référe	nce	Description	Longueur	Diamètre	Pièces/Sachet	Sachets/Carton	Cartons/Palette
CRO1	01	Rouleau Orthodent N°1	80 mm	8 mm	100 pcs	70	36
CRO1	02	Rouleau Orthodent N°2	80 mm	10 mm	100 pcs	60	36