## FICHE TECHNIQUE



## Rouleaux salivaires de couleur



MATIERE	<ul> <li>100 % coton blanchi hydrophile de couleur : bleu, vert, rose, mauve, jaune</li> <li>Conforme à la Pharmacopée Européenne</li> <li>Conforme à la norme européenne REACH</li> <li>Analyses de la biocontamination sur demande</li> </ul>
INFOS PRODUIT	<ul> <li>Couleurs de stressantes pour les patients (atténuent la couleur des résidus sanguins)</li> <li>36 mm de long</li> <li>Taille 1 = Ø 8 mm; Taille 2 = Ø 10 mm</li> <li>Epouse parfaitement la paroi gingivale</li> <li>Doux pour les muqueuses</li> <li>Stérilisable à l'Oxyde d'Ethylène</li> <li>Durée de vie : 5 ans à partir de la date de fabrication</li> <li>Dispositif médical de classe I à usage unique</li> <li>Tolérance générale : +/- 10 %</li> </ul>
EMBALLAGE	<ul> <li>Produit emballé en sachet polyéthylène qui protège de la poussière et de l'humidité</li> <li>Peut être livrées en vrac</li> <li>Autre conditionnement et emballage personnalisé sur demande</li> <li>Les quantités et couleurs dépendent de la disponibilité en stock</li> <li>Dimensions cartons export : 40x40x45 cm</li> <li>A conserver dans un endroit propre et sec, à l'abri de la lumière</li> </ul>

## **CONDITIONNEMENTS STANDARDS**

Référence	Description	Taille	Poids/Sachet	Sachets/Carton	Cartons/Palette
CRA501C	Sachet 500 rouleaux salivaires de couleur - Alan	N°1	200 gr	40	24
CRA402C	Sachet 500 rouleaux salivaires de couleur - Alan	N°2	200 gr	40	24

Avenue André Ernst 17 – 4800 Verviers – Belgium Tel : +32 87 31 10 59 – Fax : +32 87 31 61 69