

FICHE TECHNIQUE



Boules de coton



MATIERE

- 100 % coton absorbant blanchi ou mélange coton/ viscose
- Blanchi au H2O2 (sans chlore, ni agent fluorescent)
- Conforme à la Pharmacopée Européenne
- Conforme à l'Oeko-Tex Standard 100
- Conforme à la norme européenne REACH
- Analyses de la biocontamination sur demande

INFOS PRODUITS

- Utilisé pour absorption des exsudats, nettoyage périphérique des plaies et instruments, support à l'application de produit sur la peau, thanatopraxie, ...
- Différentes tailles possibles : de 0,3 à 5 gr
- Durée de vie : 5 ans à partir de la date de fabrication
- Dispositif médical de classe I à usage unique
- Tolérance générale : +/- 10 %

EMBALLAGE

- Produit emballé en sachet polyéthylène qui protège le rouleau de la poussière et de l'humidité
- Peut être livré en vrac
- Autre conditionnement et emballage personnalisé sur demande
- * Disponible à la marque Cotoneige
- Dimensions carton export : 60x40x60 cm (16) et 59x39x24 cm (36)
- A conserver dans un endroit propre et sec, à l'abri de la lumière

CONDITIONNEMENTS STANDARDS

Référence	Description	Boules/Sachet	Poids/Sachet	Sachets/Boîte	Boîtes/Palette
1500B03	1500 boules 0.3 gr	1500	(450 gr)	14	16
100B06COT*	100 boules 0.6 gr	100	(60 gr)	25	36
100B06COTC*	100 boules colorées 0.6 gr	100	(60 gr)	25	36
500B09	500 boules 0,9 gr	500	(450 gr)	16	16
500B06	500 boules 0,6-0,7gr	500	(325 gr)	20	16
700B06	700 boules 0,6 gr – 0,7 gr	700	(455 gr)	16	16
700B05	700 boules 0.5 gr	700	(350gr)	16	16
500G03	500g de boules 0,3 gr	(1666)	500 gr	14	16
500G06	500g de boules 0,6 gr	(833)	500 gr	14	16
500G09	500g de boules 0,9 gr	(555)	500 gr	14	16
5KG06	5 kg de boules 0,6-0,7 gr	(7692)	5000 gr	1	16
5KG2	5 kg de boules 2 gr	(2500)	5000 gr	1	16
5KG3	5 kg de boules 3 gr	(1666)	5000 gr	1	16
5KG5	5 kg de boules 5 gr	(1000)	5000 gr	1	16

ALAN & CO

Avenue André Ernst 17 – 4800 Verviers – Belgium
Tel : +32 87 31 10 59 – Fax : +32 87 31 61 69

Nous sommes certifiés ISO 13485 et dispositifs homologués CE

Version 2021/02