FICHE TECHNIQUE




Suture Alan Glyde




MATIERE	 Acide Polyglycolique tressé et enduit Coloré violet avec D & C Violet No.2 Recouvert d'un revêtement unique de polycaprolactone et stéarate de calcium Aiguille en acier inoxydable enduite de silicone
INFOS PRODUIT	 Suture chirurgicale stérile Résorbable Multi filament Perte de résistance : 75% après 2 semaines, 50% après 3 semaines, perte de 90% de résistance après 4 semaines Absorption totale après 10 semaines (70 jours) Aiguille qui facilite le passage sans endommager le tissu Durée de vie : 5 ans à partir de la date de fabrication Dispositif médical de classe III stérile, à usage unique Tolérance générale : +/- 10 %
EMBALLAGE	 12 pochettes stériles/boite qui protège de la poussière Uniquement à la marque Alan Dimensions des boites : 62x130x62 mm Dimensions cartons export : 60x40x60 cm, 216 boites/carton A conserver dans un endroit sec et propre, à l'abri de la lumière et à une température inférieure à 30°c

CONDITIONNEMENTS STANDARDS

Référence	Profil de l'aiguille	Description aiguille	Longueur de l'aiguille	Taille	Longueur du fil
SUTPG3	3/8	Tranchant inversé	19 mm	3/0	70 cm
SUTPG4	3/8	Tranchant inversé	19 mm	4/0	70 cm








REVERSE CUTTINGA triangular body offers a third cutting edge on the outer convex curvature.

Ouverture facile

Déchirer la feuille à l'entaille dans le sens indiqué



3 Utiliser le porte aiguille et retirer la suture



ALAN & CO

Avenue André Ernst 17 – 4800 Verviers – Belgium Tel: +32 87 31 10 59 – Fax: +32 87 31 61 69