FICHE TECHNIQUE




Suture Alan Lact Fast




MATIERE	 Composé de : 90 % Glycolide, 10 % Lactide : Polyglactin 910 Coloré violet avec D & C Violet No.2 Recouvert d'un revêtement de Polyglactin 370 et stéarate de calcium Aiguille en acier inoxydable enduite de silicone 		
INFOS PRODUIT	 Suture chirurgicale stérile Résorbable Multi filament Perte totale de résistance après 10 à 14 jours Absorption totale après +/- 42 jours Aiguille qui facilite le passage sans endommager le tissu Durée de vie : 5 ans à partir de la date de fabrication Dispositif médical de classe III stérile, à usage unique Tolérance générale : +/- 10 % 		
EMBALLAGE	 12 pochettes stériles/boite qui protège de la poussière Uniquement à la marque Alan Dimensions des boites : 62x130x62 mm Dimensions cartons export : 60x40x60 cm, 216 boites/carton A conserver dans un endroit sec et propre, à l'abri de la lumière et à une température inférieure à 30°c 		

CONDITIONNEMENTS STANDARDS

Référence	Profil de l'aiguille	Description aiguille	Longueur de l'aiguille	Taille	Longueur du fil
SUTLF3	3/8	Tranchant inversé	19 mm	3/0	70 cm
SUTLF4	3/8	Tranchant inversé	19 mm	4/0	70 cm






Ouverture facile

Déchirer la feuille à l'entaille dans le sens indiqué









Avenue André Ernst 17 – 4800 Verviers – Belgium Tel : +32 87 31 10 59 – Fax : +32 87 31 61 69