## FICHE TECHNIQUE




## Suture Alan Silk




MATIERE	<ul> <li>Composé d'une protéine organique (Fibroin)</li> <li>Soie noire tressée</li> <li>Aiguille en acier inoxydable enduite de silicone</li> </ul>		
INFOS PRODUIT	<ul> <li>Suture chirurgicale stérile</li> <li>Non résorbable</li> <li>Multi filament</li> <li>Aiguille qui facilite le passage sans endommager le tissu</li> <li>Durée de vie : 5 ans à partir de la date de fabrication</li> <li>Dispositif médical de classe III stérile, à usage unique</li> <li>Tolérance générale : +/- 10 %</li> </ul>		
EMBALLAGE	<ul> <li>12 pochettes stériles/boite qui protège de la poussière</li> <li>Uniquement à la marque Alan</li> <li>Dimensions des boites : 62x130x62 mm</li> <li>Dimensions cartons export : 60x40x60 cm, 216 boites/carton</li> <li>A conserver dans un endroit sec et propre, à l'abri de la lumière et à une température inférieure à 30°c</li> </ul>		

## **CONDITIONNEMENTS STANDARDS**

Référence	Profil de l'aiguille	Description aiguille	Longueur de l'aiguille	Taille	Longueur du fil
SUTSI3	3/8	Tranchant inversé	19 mm	3/0	70 cm
SUTSI31/2	1/2	Tranchant inversé	17.4 mm	3/0	45 cm
SUTSI4	3/8	Tranchant inversé	19 mm	4/0	70 cm
SUTSI41/2	1/2	Tranchant inversé	17.4 mm	4/0	45 cm





## Ouverture facile 1 Déchirer la feuille à l'entaille dans le sens indiqué 2 Abaisser la partie déchirée jusqu'à ce que l'aiguille soit visible 3 Utiliser le porte aiguille et retirer la suture

Avenue André Ernst 17 – 4800 Verviers – Belgium Tel : +32 87 31 10 59 – Fax : +32 87 31 61 69